



2 Desember 2014

Toediening van Chloordioksied Eoxide Lq 85 as na oes pakhuis behandeling

Mandaryn Boerdery het met ingang 2011 Eoxide Lq 85% begin gebruik.

Ons gebruik 'n oorspoel watergordyn met 'n ORP lesing van gemiddeld 750 mV om die vrugte te saniteer.

Vir ons volumes meng ons die Eoxide in 20 liter houers, wat maklik hanterbaar is en eenvoudig is om te meng.

Aanvanklik het ons met doseerpompies toegedien, maar hulle het nie gehou nie, ons het toe oorgeskakel na 'n venturi stelsel wat eenvoudig werk. Die grootste nadeel van die venturi stelsel is dat gereelde toetsing gedoen moet word om die konsentrasie binne die optimum band te hou.

Ons is tans besig om te kyk na 'n ander stelsel wat outomaties werk.

Ons toerusting is van vlekvrye staal, daar word wel oppervlak roes opgemerk op rollers ens. wat nie van vlekvrye staal gemaak is nie, maar na vier jaar was dit nog nie nodig om iets te vervang nie.

Ek sou wel aanbeveel dat die kern van die borsels van vlekvrye staal moet wees aangesien die aluminium kern oksideer en verswak word.

Ons kry net positiewe terugvoer van die markte t.o.v. raklewe en bederf.

Die Eoxide stelsel werk vir ons en ons sal daarby bly.

T.C. Meyer